



Laboratorio Integrado de Salud Pública de Cartagena

INSTRUCCIONES Generales PARA RECOGIDA DE MUESTRAS:

1. Recipientes: Envases estériles de 2 litros (venta en farmacias ...)

En muestras cloradas, PARA PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS, envases estériles de 2 litros, con agente neutralizante del biocida (venta en farmacias ...)

2. Tipos de aguas

AGUAS DE CONSUMO, POZO, ALJIBE

-Limpiar con solución jabonosa y flamear, si es posible el grifo, tubería o manguera.

-Si se utiliza un recipiente intermedio para la toma de la muestra; lavarlo con solución jabonosa y enjuagarlo varias veces con la misma agua.

-Dejar salir el agua de 3 a 5 minutos. En caso de pozo perforado, hasta que deje de estar turbia

-Recogerla directamente, llenar el envase dejando un pequeño espacio de aire

-No tocar la boca del envase, ni el interior de la tapa. No dejar la tapa bocabajo en el suelo.

AGUAS DE PISCINAS, RESIDUALES, VERTIDOS, EDAR'S

-Recogerla directamente, llenar el envase dejando un pequeño espacio de aire

-No tocar la boca del envase ni el interior de la tapa. No dejar la tapa bocabajo en el suelo.

3. Transporte

-Trasladar lo antes posible al laboratorio,

-Mantener la muestra en el frigorífico, **no** en el congelador, hasta su traslado. En cualquier caso, el análisis debe iniciarse antes de transcurridas 24 horas desde que se recoge la muestra

OBSERVACIONES:

- En las muestras analizadas fuera del periodo establecido desde la recogida hasta la recepción en el laboratorio, los resultados de los informes de ensayo pueden estar afectados

- En las muestras que contiene agentes biocidas y no se han neutralizado en el momento de su recogida, se neutralizan alícuotas en el laboratorio. Los resultados de los ensayos microbiológicos pueden verse afectados. Existen envases comerciales con el agente neutralizante incorporado

- En las muestras no mantenidas refrigeradas desde la recogida hasta la recepción en el laboratorio, los resultados de los informes de ensayo pueden verse afectados.

- Salvo indicación expresa por su parte, el LABORATORIO decidirá que método utilizar en función del parámetro, tipo y condiciones de la muestra

HORARIOS

-De atención al público: Días laborables, de lunes a viernes, de 9:00 h a 14:00h,

-De entrega de muestras: Días laborables, de lunes a jueves de 9:00 a 11:00 (**para análisis microbiológicos, consultar al laboratorio**).